

自己検査用グルコース測定器

# プレシジョン エクシード

# ひとつ上の安心を。

様々な患者さまが安心して使用できる血糖自己測定器。



干渉物質の 影響を 受けにくい 溶存酸素の 影響を 受けにくい 衛生的な 個別包装を 採用

血中ケトン体 測定も可能





# 「プレシジョン エクシード」は 患者さまの血糖自己測定における 様々な課題を解決します。



【プレシジョンエクシード製品特長】

#### POINT: 1

使いやすいデザイン

大きな文字で見やすい液晶画面

持ち運びしやすいコンパクト設計

暗い場所でも見えるバックライト搭載

#### POINT: 2

簡単な操作性

校正不要

電極を挿入すると自動的に電源オン

ボタン操作で簡単に 最大450回分の測定結果・日時を確認

#### POINT: 3

少量検体 · 短時間測定

0.6µLの少量検体

5秒の短時間測定

1.5µL、10秒で血中ケトン体を定量測定



「血糖値」と「血中ケトン体」
それぞれを、ひとつの測定器で測定できる。

プレシジョン エクシードに対応する電極は 2 種類。 それぞれの電極を活用すれば「血糖値」と「血中ケトン体」を 1 台の測定器で 簡単に測定することができます。

左パッケージ写真: FSプレシジョン 血糖測定電極

右パッケージ写真:β-ケトン測定電極 II

#### [製品情報]



#### プレシジョン エクシード

承認番号: 22000BZX00851000

製品名 製品番号

プレシジョン エクシード 71085-80

包装单位

測定器1台・ポーチ

希望小売価格 JAN I - F

13,500円(税抜)

4987439076362

#### 関連製品情報 ]



#### FSプレシジョン血糖測定電極

承認番号: 22600AMX01286000

製品名 測定原理 FSプレシジョン血糖測定電極

GDH-NAD 酵素電極法

測定範囲

20-500mg/dL

検体量 測定時間

0.6 µL 5秒

ヘマトクリット値

30-60%

製品番号

25 枚:99619-75 / 30枚:80224-75

25枚/30枚 包装单位

希望小売価格

25枚:3,700円(税抜) 30枚:4,440円(税抜)

JAN ⊐−F

25 枚: 4987439081342



30 枚: 4987439081335

## β-ケトン測定電極皿

承認番号: 22300AMX00567000

製品名

β-ケトン測定電極 Ⅲ

製品番号

99623-70

10枚

包装单位

5,500円(税抜)

希望小売価格 JANコード

4987439076386



#### ポケットランセット™ オレンジ

認証番号:221AFBZX00013000

製品名 ポケットランセット オレンジ

製品番号

70505-96

包装单位

26本 希望小売価格 650円(税抜)

JAN III

4987439076607

製品番号

70505-97

包装単位

31本

希望小売価格 775円(税抜)

JAN コード

4987439076614

### ポケットランセット™ ブルー

認証番号: 221AFBZX00013000

製品名

ポケットランセット ブルー

製品番号

70505-93

包装単位

26本

希望小売価格

650円(税抜)

JAN コード

4987439072371

製品番号

70505-94

包装単位

31本

希望小売価格 775円(税抜)

JAN III

4987439072388

## ポケットランセット™ イエロ・

認証番号: 221AFBZX00013000

製品名

ポケットランセット イエロー

製品番号

70505-95

包装单位

希望小売価格 775円(税抜)

31本

JAN III

4987439072395

[プレシジョン エクシード / G3b 血糖測定電極 スマートブルー / β - ケトン測定電極 Ⅲ: 製造販売元 ] アボット ジャパン 株式会社

千葉県松戸市松飛台 278

[ ポケットランセット™: 製造販売元]

株式会社 旭ポリスライダー 岡山県真庭市三崎 860-2

[ ポケットランセット™:発売元]

アボット ジャパン 株式会社 本社/〒108-6305 東京都港区三田 3-5-27



0120-37-8055 月曜日~金曜日 + 8:00~20:00 土·日曜日·祝祭日·12/31~1/3 + 8:00~17:00

